

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE BASMED

- 1) Verificare la presenza di Microsoft .NET Framework 4 o superiore sul computer in uso ed eventualmente eseguire dotNetFx40_Full_x86_x64.exe per installare il componente.
- 2) Eseguire AccessRuntime (1).exe
- 3) Eseguire l'installatore di Basmed : setup.exe forzando l'installazione nella cartella: c:\BASMEWIN.
Nota : (Se si sceglie una directory diversa da" c:\basmewin", prima di avviare l'applicazione, bisogna configurare il file Basmed_Cup_Ts.ini sostituendo i percorsi "c:\basmewin" con il percorso della nuova directory di installazione.)
- 4) Copiare e decomprimere nella cartella "c:\basmewin\dbase" i file :
 - dbfarmaco xx_xx_xxxx.rar
 - DbfarmacoCompleto xx_xx_xxxx.rar
 - dblog xx_xx_xxxx.rar
- 5) Eseguire il programma SetupPubblicatoreLumir.msi
- 6) Eseguire il programma SetupGestionePrescrizioniSacNoFx.msi
- 7) Eseguire il programma Setup_GSI.MEF.WpCom.msi
- 8) Avviare il programma Basmed ed inserire per l'accesso :
 - Utente: MED
 - Password MED

Conservare gli ini e gili e orl.accdb

Eliminare basmed.ini e basmed.accdb